

# Produkte

- = LIGASANO® weiß
- = LIGASANO® orange
- = LIGASANO® grün

# Verordnung

# LIGASANO® Produktfamilie

# Kurzinfo

Art.-Nr.	PZN	Versandereinheit
----------	-----	------------------

## LIGASANO® Wundputzer®

16814-015	17251858	15 Stück	5 x 5 x 2 cm	steril		●
16815-010	17251870	10 Stück	15 x 5 x 0,6 cm	steril		●
36814-015	17252088	15 Stück	5 x 5 x 2 cm	steril		●
15342-015	17251278	15 Stück	5 x 5 x 2 cm	steril		○
36815-005	17252125	5x3 Stück je	5 x 5 x 2 cm	steril		●

16812-010	17251829	10 Stück	30 x 1,5 x 0,6 cm	steril		●
36812-010	17252042	10 Stück	30 x 1,5 x 0,6 cm	steril		●
15372-010	17251545	10 Stück	50 x 1,5 x 0,6 cm	steril		○

## LIGASANO® weiß: Sterile Wundauflagen und Wundeinlagen

15341-010	17251249	10 Stück	5 x 5 x 1 cm	steril		○
15342-010	17251261	10 Stück	5 x 5 x 2 cm	steril		○
15346-010	17251290	10 Stück	10 x 10 x 1 cm	steril		○
15347-010	17251321	10 Stück	10 x 10 x 2 cm	steril		○
15350-015	17251338	15 Stück	15 x 10 x 0,5 cm	steril		○
15351-010	17251350	10 Stück	15 x 10 x 1 cm	steril		○
15356-010	17251456	10 Stück	15 x 10 x 2 cm	steril		○
15352-010	17251404	10 Stück	24 x 16 x 1 cm	steril		○
15357-005	17251462	5 Stück	24 x 16 x 2 cm	steril		○

15370-010	17251485	10 Stück	300 x 2,5 x 0,4 cm	steril		○
15371-007	17251516	7 Stück	100 x 1,5 x 0,4 cm	steril		○
15372-010	17251545	10 Stück	50 x 1,5 x 0,4 cm	steril		○
15375-010	17251568	10 Stück	6 x 2,5 x 0,4 cm	steril		○
15385-010	17251628	10 Stück	Ø 5 cm x 1 cm	steril		○

## LIGASANO® weiß: Sterile und unsterile Binden

15381-008	17251605	8 Stück	300 x 5 x 0,3 cm	steril		○
15383-004	17251611	4 Stück	300 x 10 x 0,3 cm	steril		○
15571-012	17251717	12 Stück	300 x 5 x 0,3 cm	unsteril		○
15573-006	17251746	6 Stück	300 x 10 x 0,3 cm	unsteril		○

## LIGASANO® weiß: Finger- und Zehenverband mit Kleberand

15394-015	17251692	15 Stück	14 x 10 x 0,5 cm T-förmig Zehenschnall / Zehenkappe für Zehendurchmesser von 1,0 bis 3,8 cm	steril		○
15215-001	17251189	1 Stück	200 x 14 x 0,5 cm unsteril gerollt, abschneidbar, mit Kleberand ergibt ca. 40-50 Zehenschnallen			○

Art.-Nr.	PZN	Versandereinheit
----------	-----	------------------

## LIGASANO® weiß: Unsteriler Verbandstoff

15152-010	17251077	10 Stück	24 x 16 x 1 cm	unsteril	○
15153-005	17251083	5 Stück	24 x 16 x 2 cm	unsteril	○
15158-013	17251108	13 Stück	15 x 10 x 2 cm	unsteril	○
15159-026	17251114	26 Stück	15 x 10 x 1 cm	unsteril	○

## LIGASANO® weiß und grün: Große Verbandstoff-Zuschnitte

12001-007	17250646	7 Stück	59 x 49 x 2 cm	unsteril	○
12002-014	17250675	14 Stück	59 x 49 x 1 cm	unsteril	○
12006-001	17250712	1 Stück	200 x100 x 2 cm	unsteril	○
12007-002	17250729	2 Stück	200 x100 x 1 cm	unsteril	○
16001-007	17251769	7 Stück	55 x 45 x 2 cm	unsteril	●
16006-001	17251781	1 Stück	190 x 90 x 2 cm	unsteril	●

## LIGASANO® weiß + grün: Innenhandverband

15090-012	17251019	10 Stück	29 x 12 x 1 cm	unsteril	○
		2 Stück	Ø 8 cm 10 cm breit	unsteril	●
15091-010	17251025	10 Stück	29 x 12 x 1 cm	unsteril	○

## LIGASANO® Roll: Spenderboxen

15025-001	17250853	1 Stück	200 x 2,5 x 1 cm	unsteril	○
15225-001	17251203	1 Stück	300 x 2,5 x 0,6 cm	unsteril	○
15050-001	17250882	1 Stück	300 x 5,0 x 0,3 cm	unsteril	○
15055-001	17250899	1 Stück	200 x 5,5 x 1 cm	unsteril	○
15255-001	17251226	1 Stück	300 x 5,5 x 0,6 cm	unsteril	○
15110-001	17251054	1 Stück	200 x 11 x 1 cm	unsteril	○
15210-001	17251172	1 Stück	300 x 11 x 0,6 cm	unsteril	○
16110-001	17251806	1 Stück	200 x 11 x 1 cm	unsteril	●

## LIGASANO® weiß + grün: Diabetes-Plantarverband

15098-007	17251031	4 Stück	35 x 15 x 1 cm	unsteril	○
		1 Stück	35 x 15 x 2 cm	unsteril	○
		5 Stück	35 x 15 x 1 cm	unsteril	○
		1 Stück	35 x 15 x 2 cm	unsteril	○
		1 Stück	Fixiertrumpf		●
15099-020	17251048	20 Stück	35 x 15 x 1 cm	unsteril	○
			Nachkaufpackung		

Versicherte haben Anspruch auf Versorgung mit Verbandmitteln, soweit diese medizinisch notwendig sind, schreibt der G-BA in seinem Beschluß vom 19.10.2017. Auch nach der neuen Verbandmitteldefinition des G-BA ist LIGASANO® weiterhin **als Verbandmittel auf Patientenrezept verordnungsfähig**.

In den **Sprechstundenbedarfsvereinbarungen** kann es in den Kassenärztlichen Vereinigungen unterschiedliche Regelungen geben, sprechen Sie sich am besten mit der zuständigen KV ab.

Nachfolgend einige Beispiele für Verordnungen zur **therapeutischen Anwendung**.

## Vorschlag Verordnungstext


<b>Wundbehandlung:</b> Wundreinigung Keimverarmung Förderung der Granulation und Epithelisierung	... OP LIGASANO® wegen Dekubitalulcus Stadium ... (2-6) ... OP LIGASANO® wegen Ulcus cruris arteriosum ... OP LIGASANO® wegen Ulcus cruris venosum ... OP LIGASANO® wegen Ulcus cruris mixtum ... OP LIGASANO® wegen diabetisch bedingter Fußläsionen ... OP LIGASANO® zur Wundreinigung ... OP LIGASANO® wegen offener Kratzwunden/Schürfwunden ... OP LIGASANO® wegen Verbrennungen ... OP LIGASANO® zur Aufliegedrainage bei stark sezernierender Wunde ... OP LIGASANO® wegen traumatischer Wunde durch ... ... OP LIGASANO® zur postoperativen Versorgung ... OP LIGASANO® wegen Anus praeter
<b>Bettlägerigkeit</b>	... OP LIGASANO® wegen Durchblutungsstörungen im Kontaktbereich
<b>Intertrigo</b>	... OP LIGASANO® wegen Intertrigo-bedingter Hautläsionen
<b>Pilzinfektionen</b>	... OP LIGASANO® bei Pilzinfektionen
<b>Arterielle Durchblutungsstörungen</b>	... OP LIGASANO® Binden wegen massiver arterieller Durchblutungsstörungen
<b>Venöser Rückstau</b>	... OP LIGASANO® zur Unterstützung der Kompressionstherapie
<b>Mazeration</b>	... OP LIGASANO® wegen mazerationbedingten Hautläsionen

Weitere therapeutische Anwendungen ergeben sich durch das breite Anwendungsspektrum.



Bitte unbedingt beachten: **LIGASANO® ist kein Hilfsmittel, sondern ein Verbandstoff**, auch bei der Wundbegleitbehandlung und Rezidivprophylaxe. Bitte **keinesfalls Hilfsmittel ankreuzen**, da die GKV die Kosten sonst nicht übernimmt.

LIGASANO® Produktfamilie



### LIGASANO® weiß:

- Gemischtporiges, vergleichsweise grobporiges geschäumtes Polyurethan
- Zelltyp 750

### Eigenschaften:

- Schnell nachlassende Druckspannung



- Mechanischer Reiz



- Saugwirkung




### LIGASANO® orange:

- Offenporiges, großporiges Zellgitter mit entfernten Zellmembranen
- Zelltyp 850

### Eigenschaften:

- Offenzellige und großporige Struktur
- Mittelstarker mechanischer Reiz
- Fast ungehinderte Wasserdampfpermeabilität




### LIGASANO® grün:

- Offenporiges, sehr großporiges Zellgitter mit entfernten Zellmembranen
- Zelltyp 1500

### Eigenschaften:

- Offenzellige und großporige Struktur
- Intensiver mechanischer Reiz
- Fast ungehinderte Wasserdampfpermeabilität



# LIGASANO®

Wundreinigung - Wundheilung - Rezidivprophylaxe



Unsere komplette Produktübersicht mit **allen LIGASANO®-Produkten** schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu.

Nutzen Sie unsere Info-Hotline unter Tel. 09103 / 20 46

# Wundreinigung


Das Débridement ist ein zentraler Bestandteil der Wundversorgung. LIGASANO® Wundputzer® sind sterile Wundverbände für einen kurzzeitigen Verbleib auf oder in der Wunde. Die Reinigungswirkung führt schnell zu sauberen Wunden, eine der Voraussetzungen für die Wundheilung.

Je nach Art und Menge der Beläge haben Sie drei verschiedene Wundputzer® zur Auswahl, besonders sinnvoll kann eine Kombination sein. Durch Anwendung der **Drehtechnik** (Drehbewegung um 180°) und/oder der **Wischtechnik** (Auswischen in nur eine Richtung) erhält man mit den LIGASANO® Wundputzern® ein optimales Reinigungsergebnis.

Für schwer erreichbare Stellen gibt es die LIGASANO® Wundputzer® interdigital. Durch die angepasste Form können Sie nun auch im Interdigitalbereich und bei Unterminierungen bzw. Wundtaschen optimale Reinigungsergebnisse erzielen.


## LIGASANO® Wundputzer® intensiv

Entfernen sehr hartnäckige, zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, können sehr viel Detritus aufnehmen




## LIGASANO® Wundputzer® interdigital intensiv

Entfernen sehr hartnäckige, zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, können sehr viel Detritus aufnehmen




## LIGASANO® Wundputzer® medium

Entfernen relativ zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, können viel Detritus aufnehmen




## LIGASANO® Wundputzer® interdigital medium

Entfernen relativ zähe, feste und/oder nekrotische Beläge, können viel Detritus aufnehmen




## LIGASANO® Wundputzer® soft

Entfernen weiche Beläge und Biofilm



## LIGASANO® Wundputzer® interdigital soft

Entfernen weiche Beläge und Biofilm



Wundreinigung / Mechanisches Débridement

Die **schnell nachlassende Druckspannung** von LIGASANO® weiß reduziert den Druck auf die Wunde, fördert die Granulation und reduziert den Gegendruck auf das neu gebildete Granulationsgewebe.

Der **mechanische Reiz** (die Struktur des Verbandes wird vom Gewebe wahrgenommen) fördert die Durchblutung und aktiviert die Selbstreinigung.

Da nur überschüssiges Exsudat aufgenommen wird (**kontrollierte Saugwirkung, Exsudatmanagement**), trocknet LIGASANO® weiß die Wunde nicht aus. Je nach Dicke des Materials entsteht ein intermittierender Unterdruck.


## Anwendertipps

- Immer vollflächiger Wundkontakt
- LIGASANO® Wundauflege insgesamt mindestens 2cm dick
- Verbandwechsel wie in der Beipackinformation beschrieben


## Fixierung

- LIGAMED® Fix oder Teile davon
- Netzhörschen, Fixierhörschen, Schlauchverband, etc.
- Luftdurchlässiges Klebepflaster


### Flache Wunde (bis ca. 0,5 cm Tiefe)




### Ulcus cruris venosum




### Tiefe Wunde




### Ulcus cruris arteriosum




### Tiefe Wunde mit Unterminierung



### Ulcus cruris mixtum



### Tiefe Wunde mit engem Eingang / Fistel



Wundheilung

Die schnell nachlassende Druckspannung von LIGASANO® weiß erlaubt eine nahezu gleichmäßige Verteilung des Auflagedrucks und damit eine Vermeidung der gefürchteten Druckspitzen. LIGASANO® weiß und LIGASANO® grün lassen sich einfach zuschneiden. So entstehen durch den Einfallsreichtum des Pflegepersonals angepasste Lagerungshilfen wie Rollen, Keile, Fersenschuhe etc.


**LIGASANO® weiß** fördert im Hautkontakt die periphere Durchblutung, die Druckresistenz des Patienten erhöht sich. Schweiß wird aufgenommen, der Patient hat dadurch eine normale Hautfeuchtigkeit und im Zusammenspiel mit dem mechanischen Reiz auch eine Hautpflege. Der Erhalt des physiologischen Hautmilieus wird durch LIGASANO® weiß unterstützt.

**LIGASANO® grün** ist luft- und flüssigkeitsdurchlässig wie ein Sieb und verhindert dadurch Wärme- und Feuchtestau. Die ideale Ergänzung zu LIGASANO® weiß.

**Beispiel:** Individuelle Bettauflage / Druckentlastung durch Druckverteilung



**Beispiel:** Individueller Fersenschuh



**Beispiel:** Fersenkappe



**Beispiel:** Intertrigoprophylaxe und -therapie



**Beispiel:** Einfache Handlagerung / Kontrakturprophylaxe, -therapie



Das sind nur einige Beispiele aus dem breiten Anwendungsspektrum von LIGASANO® weiß und LIGASANO® grün.

Viele weitere Beispiele finden Sie in unserem Kompendium Wundreinigung - Wundheilung - Rezidivprophylaxe im Kapitel Prävention.

**Beispiel:** Fingerspreizer / Individueller Innenhandverband bei schlaffer Lähmung



Rezidivprophylaxe

In Deutschland erhalten Sie unsere Produkte in der Apotheke oder im medizinischen Fachhandel (Sanitätshaus). Wiederverkäufer können LIGASANO® auch direkt über den Großhandel beziehen. Sollte einmal ein Artikel nicht vorrätig sein, können Sie versandkostenfrei auch direkt bei uns bestellen, das bestellte Produkt ist dann meist am nächsten bzw. spätestens am übernächsten Werktag bei Ihnen.

Sie erreichen uns persönlich Montag bis Donnerstag von 08.00 bis 16.00 und Freitag von 08.00 bis 12.00. Außerhalb unserer Geschäftszeiten bitten wir Sie, uns Ihre Nachricht auf Band zu sprechen oder eine E-Mail zu senden.


Gerne beliefern wir Sie auch weltweit. Die entstehenden Transportkosten teilen wir Ihnen nach Anfrage mit. Da diese je nach Paketgröße, Paketgewicht und Land variieren, können wir Ihnen die tatsächlichen Kosten erst im Zusammenhang mit einer konkreten Bestellmenge mitteilen.

**LIGAMED® medical Produkte GmbH**  
Pfannenstielstr. 2 • D - 90556 Cadolzburg  
Tel. 09103 / 2046 • Fax 09103 / 2796 • E-Mail: info@ligamed.de

[www.ligasano.com](http://www.ligasano.com)

Das Copyright für alle Texte, Zeichnungen und Abbildungen in dieser Broschüre liegt bei der LIGAMED® medical Produkte GmbH in D-90556 Cadolzburg.

**LIGASANO®**  
wisst einfach



Info 02041 Stand April 2021