

H

LIGAMED® ITALIA

Experts for wound healing + prevention

SINI-MEDIK

Niederreiter GmbH



PLASTICA RICOSTRUTTIVA

ORTOPEDIA

GERIATRIA

CENTRO USTIONI

PRONTO SOCCORSO

ANGIOLOGIA

DERMATOLOGIA

TRAUMATOLOGIA

CHIRURGIA

piaga sacrale

LIGASANO®

semplicemente funziona




Il **LIGASANO**[®] deve essere inserito nelle cavità della piaga. Tutta la cavità deve essere a contatto con il **LIGASANO**[®] che può essere compresso fino al 50% del suo volume.

L'effetto drenante del **LIGASANO**[®] impedisce il ristagno dell'essudato mantenendo un microclima caldo umido ideale per favorire il distacco dei tessuti lesi e necrotici favorendo la granulazione. Il **LIGASANO**[®] è batteriostatico, in quanto il suo potere drenante evita la proliferazione batterica.














Hai provato
Il
LIGASANO?

Sì, ottimo
Anticoncezionale
Per noi

Quasi, quasi
Lo provo
Pure io.



Non viene utilizzato nessun disinfettante, la medicazione interna alla ferita viene sostituita ogni due giorni dal personale infermieristico, la medicazione esterna viene rimossa al bisogno, anche due volte al giorno da un familiare.








LA MEDICAZIONE IDEALE E' QUELLA CHE

- RIESCE A RIMUOVERE GRANDI QUANTITA' DI ESSUDATO, MANTENENDO AL TEMPO STESSO UN MICROAMBIENTE UMIDO CHE ACCELERI LA GUARIGIONE DELLA FERITA.
- DOVREBBE ESSERE PERMEABILE AI GAS.
- ISOLATA TERMICAMENTE.
- IN GRADO DI PROTEGGERE DALLE INFEZIONI.
- AVERE UN BASSO COSTO.
- ESSERE DI FACILE ESECUZIONE.

(cpsc Maria Dolores D'elia Ospedale Maggiore BOLOGNA)























- Quando la piaga viene inquinata con le feci, si deve lavare accuratamente sia la piaga che la cute circostante con acqua e sapone di marsiglia.




















Materiale impiegato

LIGASANO®