



LIGAMED® ITALIA
 Experts for wound healing + prevention
SINI-MEDIK
 Niederreiter GmbH



la prevenzione

in sala operatoria


*La medicazione
 innovativa
 per una
 rapida
 guarigione*

LIGASANO®
semplicemente funziona



In Chirurgia, oltre il 50% delle piaghe da decubito sono provocate dal letto operatorio.

Una semplice prevenzione evita mesi di trattamento.





- La prevenzione delle piaghe da decubito inizia in sala operatoria. La profilassi con il **LIGASANO®** consiste in un telo verde climatizzante di 200x50x2 cm, e un telo bianco delle stesse misure dove il paziente verrà messo a diretto contatto.









- Il telo verde climatizzante può essere lavato in lavatrice a 60°C e sterilizzato in autoclave a 121°C 15 Min. oppure 134°C 4 Min e quindi riutilizzato. Il telo bianco è monouso e quindi deve essere sostituito. Anche il telo bianco, in caso di necessità può essere sterilizzato con le stesse modalità.



- In caso di necessità il **LIGASANO®** potrà essere ritagliato per un corretto posizionamento del paziente.













- La profilassi con il **LIGASANO®** non altera la rigidità e stabilità del letto operatorio, ma permette di ridistribuire i carichi e quindi agisce efficacemente nella prevenzione delle piaghe da decubito.

PREVENZIONE IN

PALESTRA

UNITA' SPINALE








**prevenzione in corsia
e domicilio**

- Per la profilassi delle piaghe da decubito in corsia e a domicilio vengono impiegati un telo verde di 200x100x2cm un telo bianco di 200x100x2cm e tre teli bianchi di 200x100x1cm, questi ultimi verranno sostituiti al bisogno, un telo alla volta, a secondo della necessità, allo stesso modo di un normale lenzuolo



3 teli bianchi 200x100x1cm

1 telo bianco 200x100x2cm

1 Telo verde 200x100x2cn





- La versatilità e la semplicità d'impiego del **LIGASANO®** permettono di effettuare una profilassi mirata e personalizzata per ogni paziente.











