



ECMO-Polsterverband

Mehr Halt. Weniger Schmerz. Bessere Positionierung.
Sicher und komfortabel positioniert
bei VV-ECMO Therapie / V. jugularis-Kanülierung

LIGASANO® ECMO-Polsterverband – konzipiert für die besonderen Anforderungen der ECMO-Therapie:
Der Polsterverband wurde gemeinsam mit ECMO-Spezialisten im Rahmen des Projekts „awakeECMO“ entwickelt. Ziel ist es, die Positionierung von ECMO-Patienten zu verbessern, Fehlhaltungen zu vermeiden und Folgebeschwerden vorzubeugen.

Produktvorteile auf einen Blick:

- Passend für fast alle Kopfgrößen und -formen – flexibel einsetzbar
- 5-fach höhenverstellbar – optimale individuelle Anpassung
- Reduktion von Schmerzen – weniger Zugspannung an Kanülen
- Bessere Temperaturregulation – durch atmungsaktives LIGASANO® weiß
- Fördert Seitendrehung – auch zur kanülierten Seite
- Komfortsteigerung für Patienten unter einer ECMO-Behandlung



Hintergrund aus der klinischen Praxis:

Studien zeigen: Wache ECMO-Patienten leiden häufig unter Kopffehlhaltungen, Schmerzen, Stress und Kälteempfinden. Diese Faktoren wirken sich negativ auf die Behandlung aus. Der LIGASANO® ECMO-Polsterverband unterstützt aktiv die Patientenpositionierung und wirkt Belastungen gezielt entgegen – für eine angenehmere ECMO-Behandlung.



Projekt „awakeECMO“ – Interprofessionelle Entwicklung:

Der LIGASANO® ECMO-Polsterverband entstand in enger Zusammenarbeit mit der Pflegeexpertin APN ECMO, Physiotherapeuten und Ärzten im Projekt „awakeECMO“ des UK Regensburg. Ziel war es, genau auf die Bedürfnisse wacher ECMO-Patienten einzugehen und konkrete Verbesserungen in der Patientenversorgung umzusetzen.

LIGASANO® ECMO-Polsterverband

Art.-Nr.	PZN	UDI-DI	Versandseinheit
15051-001	20053760	112005376017	1 Stück LIGASANO® weiß unsteril ECMO-Polsterverband

LIGASANO®
wirkt einfach

LIGAMED® medical Produkte GmbH
Pfannenstielstr. 2 • D - 90556 Cadolzburg
Tel. 09103 / 2046 • Fax 09103 / 2796 • E-Mail: info@ligamed.de

www.ligasano.com